



savyonDIAGNOSTICS

96

# SeroCP™ Quant IgA

REF A293-01M

Test (ELISA), immunoenzymatique utilisant un antigène absorbé, pour la détermination semi - quantitative d'anticorps IgA spécifiques pour *Chlamydia pneumoniae*, dans un sérum humain.

IVD



Pour usage professionnel uniquement

CE 0483



# SeroCP™ Quant IgA

## Utilisation prévue

Le kit "SeroCP™ Quant IgA" est un test immunoenzymatique utilisant un antigène adsorbé, pour la détermination semi-quantitative d'anticorps IgA spécifiques pour *Chlamydia Pneumoniae* dans un sérum humain.

Pour Diagnostic *In Vitro*.

---

## Introduction

*Chlamydia pneumoniae* (TWAR-183) est un agent infectieux important présentant de nombreuses manifestations cliniques, parmi lesquelles des infections des voies respiratoires supérieures et inférieures (1). La majorité des infections à *C.pneumoniae* sont bénignes et asymptomatiques bien que, pouvant parfois provoquer des maladies plus sévères comme des pharyngites, des sinusites, des bronchites et des pneumonies qui s'acquièrent par contagion en public. Une infection non détectée et non soignée peut conduire à une maladie prolongée et persistante. Des comptes-rendus récents indiquent une association possible entre l'infection à *C.pneumoniae* et des maladies chroniques (2).

La prévalence de *C.pneumoniae*, dans le sérum chez les enfants, est basse mais elle augmente fortement jusqu'à l'âge adulte où, ensuite elle demeure élevée (>50%).

Les difficultés pour prélever un échantillon ainsi qu'une inaccessibilité du site infecté portent sérieusement atteinte à l'utilité des méthodes de détection directe. C'est pourquoi une méthode de diagnostic indirect comme la sérologie est couramment utilisée et sert d'outil pour l'identification des deux types d'infections à chlamydiae : l'infection distale et l'infection chronique (3) - là où des méthodes directes sont rarement efficaces (4). De plus, la présence de certains types d'anticorps peuvent aussi fournir une indication quant au stade de la maladie.

Une primo-infection à *C.pneumoniae* est caractérisée, par une réponse prédominante des IgM, dans un délai de 2 à 4 semaines, et une réponse retardée des IgG et IgA, dans un délai de 6 à 8 semaines. Après une infection aiguë à *C.pneumoniae*, les anticorps IgM disparaissent habituellement en 2 à 6 mois (5), les titres d'anticorps IgG diminuent lentement ; tandis-que les anticorps IgA tendent à disparaître rapidement (6). Quand une primo-infection à *C.pneumoniae* est suspectée, la détection d'IgM est très importante pour le diagnostic (7). Cependant, dans les infections récurrentes ou chroniques, la prévalence des IgM est basse et, par conséquent, une absence d'IgM n'exclue pas nécessairement une infection en cours.

Dans une ré-infection, les taux d'IgG et IgA augmentent rapidement, souvent en moins de une à deux semaines (8).

Les anticorps IgA ont montré qu'ils peuvent constituer un marqueur immunologique fiable des primo-infections, chroniques et récurrentes. D'habitude, ces anticorps,

diminuent rapidement, pour atteindre un niveau de base, après traitement et éradication des infections à *C.pneumoniae* (3). La persistance de titres élevés d'anticorps IgA est généralement considérée comme le signe d'une infection chronique (6).

Les anticorps IgG persistent pendant de nombreuses années et déclinent très lentement. En conséquence, la présence d'anticorps IgG est essentiellement l'indication d'une infection à *C.pneumoniae* à un moment indéterminé. Cependant, une augmentation du taux des IgG de quatre fois plus peuvent indiquer une infection chronique actuellement en cours.

Le test SeroCP™ Quant" utilise une technique ELISA dans laquelle des corpuscules élémentaires purifiés de *C.pneumoniae* (souche TWAR-183) sont utilisés en tant qu'antigènes pour détecter la réponse anticorps chez l'homme. Pour un diagnostic complet des infections courantes, chroniques ou passées, il est recommandé de rechercher les anticorps IgG, IgM et IgA anti-*C.Pneumoniae*.

---

## Principe du test

- Des plaques de micro - "SeroCP™ Quant" sont revêtues de corpuscules élémentaires purifiés de *C.Pneumoniae* (TWAR-183).
- Le sérum à tester est dilué et incubé dans la microplaque pendant 1 heure, à 37°C. Au cours de cette étape, les anticorps anti-*C.Pneumoniae* se lient aux antigènes immobilisés dans la microplaque.
- Les anticorps non-spécifiques et non liés sont éliminés par lavage.
- Un IgA anti-humain conjugué à la Peroxydase de Raifort (HRP - Horse Radish Peroxydase) est ajouté et incubé 1 heure, à 37°C. Pendant cette étape, le Conjugué - HRP se lie au, complexe antigène-anticorps formé.
- Le conjugué non lié est éliminé par lavage.
- Après l'addition du substrat - TMB, celui-ci est hydrolysé par la peroxydase, produisant une coloration bleue de substrat réduit.
- L'addition de la solution d'arrêt, entraîne un changement de coloration du bleu au jaune.
- La lecture s'effectue avec un lecteur de microplaque à une longueur d'onde de 450/620nm.
- La densité optique est proportionnelle à la quantité d'anticorps spécifiques liés aux antigènes immobilisés.

## Composition du coffret

### Kit de 96 déterminations

1. **Plaque de micro-titration:** de 96 -puits sécables (8 x 12) revêtus d'antigènes *C.pneumoniae*, conservée dans un sachet d'aluminium contenant un dessiccateur. **1 plaque**
2. **Tampon de lavage concentré (20X):** Tampon PBS – Tween, (pH 7,4–7,6) contenant du NaCl, du Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, du KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> et du Tween 20. **1 flacon, 100ml**
3. **Diluant pour sérum (bleu):** solution-tampon prête à l'emploi. Contient moins de 0,05% de Proclin<sub>1</sub>(conservateur). **1 flacon, 60ml**
4. **Diluant pour Conjugué (vert):** Solution-tampon, prête à l'emploi Elle contient moins de 0,05% de Proclin<sub>1</sub>(conservateur). **1 flacon, 40ml**
5. **Contrôle négatif:** Sérum humain négatif pour IgA anti-*C.pneumoniae*, prêt à l'emploi Contient moins de 0,1% de sodium azide, en tant que produit conservateur. **1 flacon, 2ml**
6. **Contrôle positif:** Sérum humain positif pour IgA anti-*C.pneumoniae*, prêt à l'emploi. Contient moins de 0,1% d'azide de sodium (conservateur). **1 flacon, 2ml**
7. **Calibrateur P-10:** Un sérum humain positif pour IgA anti-*C.pneumoniae*, prêt à l'emploi Contient 10 BU/ml. Contient moins de 0,1% de azide de sodium et moins de 0,05% de Proclin, (conservateur ). **1 flacon, 2ml**
8. **Calibrateur P-50:** Un sérum humain positif pour IgA anti-*C.pneumoniae*, prêt à l'emploi Contient 50 BU/ml. Contient moins de 0,1% de azide de sodium et moins de 0,05% de Proclin, (conservateur). **1 flacon, 2ml**
9. **Calibrateur P-100:** sérum humain positif pour IgA anti-*C.pneumoniae*, prêt à l'emploi Contient 100 BU/ml. Contient moins de 0,1% de azide de sodium et moins de 0,05% de Proclin, (conservateur). **1 flacon, 2ml**
10. **Conjugué - HRP, concentré (300X):** IgA anti-humain (spécifique de la chaîne alfa) conjugué à la peroxydase de raifort (HRP). Contient moins de 0,05% de Proclin, (conservateur). **1 flacon, 0,2ml**
11. **Substrat-TMB:** solution prête à l'emploi. Contient une 3, 3', 5, 5'-tétraméthyl benzidine en tant que chromogène et un peroxyde en tant que substrat. **1 flacon, 14ml**
12. **Solution d'Arrêt:** Solution de H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 1M. Prêt à l'emploi **1 flacon, 15ml**
13. **Couvercle pour microplaque** **1 unité**
14. **Manuel d'instructions.** **1**

## Matériel nécessaire mais non fourni

1. Des tubes à essais propres pour dilution des sérums de patients.
  2. Des tubes de plastique, pour dilution du conjugué – HRP concentré.
  3. Des micro-pipettes et des pipettes à volume réglable (de 5 à 50µl, de 50 à 200µl et de 200 à 1000µl) et des embouts jetables.
  4. Un flacon d'une contenance de 1 litre.
  5. Une éprouvette d'une contenance de 50ml.
  6. Une bouteille pour les lavages.
  7. Du papier absorbant.
  8. Un Vortex.
  9. Un bain-marie à 37°C avec couvercle ou, une chambre humide placée dans un incubateur à 37°C.
  10. Un lecteur de microplaque'ELISA avec filtres à 450 et 620nm.
  11. De l'eau distillée bouteille ou doublement désionisée.
- 

## Avertissement et précautions

### A usage diagnostique *In Vitro*, exclusivement

1. Ce kit contient des sérums humains qui ont été testés par des techniques approuvées par la FDA, et CE -Ils ont été trouvés dépourvus d'antigène HBs,d'ac VIH 1 et 2, et anti HCV ,comme aucune technique ne peut garantir l'innocuité absolue des matériels testés ,ceux-ci doivent donc être manipulés comme potentiellement infectieux- selon les recommandations publiées dans le manuel "Sécurité biologique dans les laboratoires de microbiologie et de biologie médicale, 1988" de CDC/NIH (National Institute of Health - Institut National de la Santé américain).
  2. La solution de Substrat - TMB est un produit fortement irritant pour la peau et les muqueuses. Evitez tout contact direct.
  3. Tous les composés de ce kit ont été calibrés et testés, par lot. Il n'est pas recommandé de mélanger des réactifs issus de différents lots, car cela pourrait nuire aux résultats.
  4. L'acide sulfurique dilué (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 1M) est un agent irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincez aussitôt abondamment avec de l'eau la zone touchée et consulter un médecin.
- 

## Stockage et durée de conservation

1. Tous les réactifs fournis devront être stockés à 2-8°C. Les flacons de réactifs qui n'ont pas été ouverts sont stables jusqu'à la date d'expiration inscrite sur l'emballage du kit. Une exposition, à la température ambiante, pendant quelques heures, des composés bouchés ou scellés à l'origine,n'est pas préjudiciable. **NE PAS CONGELER.**

2. Une fois ouvert, la durée de conservation du kit est de 90 jours.
3. Les barrettes (de microtitration) non utilisées doivent être conservées dans le sachet d'aluminium avec le dessiccateur, en enroulant l'extrémité ouverte et la scellant étroitement avec un ruban adhésif sur toute la longueur de l'ouverture.
4. Des cristaux peuvent se former, dans le tampon de lavage concentré 20 fois, lors du stockage au froid – cela est parfaitement normal. Dissoudre les cristaux en ramenant le tampon à 37°C avant de le diluer. Une fois diluée, la solution peut être stockée à 2-8°C, sa stabilité est de 21 jours.

## Recueil des échantillons

Préparer les sérums à partir d'échantillons collectés de manière aseptique, en utilisant des techniques standards. Ne pas inactiver les sérums par chauffage. L'utilisation de sérums lipémiques, troubles ou contaminés n'est pas recommandé. Des substances particulières et des précipités dans les sérums peuvent donner des résultats erronés. De tels spécimens devront subir une clarification par centrifugation ou filtration avant d'effectuer le test.

## Stockage des échantillons

Les échantillons de sérums devront être stockés à 2-8°C et testés dans un délai de 7 jours. (Il est fortement recommandé d'ajouter 0,1% d'azide de Sodium. Allotter les échantillons et les stocker à -20°C. si l'on prévoit une plus longue période de stockage, Eviter d'effectuer des décongelations et re-congelations répétées.

---

## Procédure - Manuelle

Procédure sur automate disponible sur demande.

### A. Préparation des réactifs

1. Amener les réactifs et les échantillons cliniques à température ambiante. Bien mélanger les calibrateurs (P10, P50, P100), le contrôle négatif et le contrôle positif ainsi que les échantillons cliniques, avant l'utilisation.
2. Déterminer le nombre total d'échantillons devant être testés. Outre ces derniers, doivent être inclus dans chaque test : un puit pour le Contrôle Positif, un autre pour le Contrôle Négatif et, trois puits pour les calibrateurs (P10, P50, P100).
3. Retirer la plaque de microtitration de sa pochette d'aluminium en coupant l'une des extrémités, près de la partie scellée. Garder le nombre de barrettes (de microtitration) nécessaires, selon le nombre d'échantillons à tester, dans le support microplaque.
4. Diluer 20 fois (1/20) le tampon de lavage concentré, avec de l'eau doublement désionisée ou distillée en bouteille - Exemple, pour préparer 1 litre de liquide de lavage ajouter, à 950ml d'eau doublement désionisée ou distillée en bouteille 50ml du tampon de lavage concentré.

## **B. Incubation des échantillons de sérums et des contrôles**

5. Diluer chaque sérum de patient 400 fois, (1:400), avec la solution de dilution pour sérum fournie, en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - a. **Méthode recommandée pour l'utilisation d'un système automatisé: (Cette méthode nécessite en plus une autre bouteille de solution de dilution pour sérum.)**
    - Faire une 1ere dilution en ajoutant 10µl de sérum de patient à 990µl de diluant pour sérum (dilution 1:100)
    - Puis distribuer 45µl de diluant pour sérum Ajouter 15µl de l'échantillon pré-dilué 1:100 dans les puits réservés au dosage,
    - Distribuer 60µl de chacun des contrôles (Positif et Négatif) et des 3 calibrateurs (P10, P50, P100), prêts à utiliser, dans les 5 1ers puits réservés à la calibration
  - b. **Méthode recommandée pour l'utilisation d'un système manuel:**
    - Ajouter 10µl de sérum de patient à 190µl de diluant pour sérum (dilution 1:20).
    - Rediluer encore en ajoutant 10µl de la dilution 1:20 à 190µl de diluant pour sérum.
    - Distribuer 50µl de chacun des contrôles (Positif et Négatif) et des 3 calibrateurs - prêts à l'emploi- ainsi que de chaque échantillons de sérums dilués, dans des puits séparés
6. Couvrir les barrettes avec le couvercle de plaque et incuber 1 heure à 37°C.
7. Eliminer le contenu liquide des puits.
8. **Étapes de lavage:** remplir, à ras-bord, chaque puit avec du liquide de lavage (300-350µl) puis éliminer ce liquide. Répéter encore deux fois, pour un total de trois étapes de lavage.
9. Sécher délicatement les barrettes, leur cadre en les tapotant délicatement au-dessus d'un papier absorbant propre.

## **C. Incubation du Conjugué**

10. Le conjugué IgA anti-humain concentré devra être dilué extemporanément avant utilisation. Diluer le conjugué IgA anti-humain concentré C<sub>à</sub> HRP, au 1/300, avec le diluant pour conjugué.  
Par exemple, pour deux barrettes, préparer un minimum de 3ml de conjugué, comme suit: 10µl de IgA anti-humain concentré, sera mélangé à 3ml de diluant pour conjugué.
11. Distribuer 50µl de conjugué dilué dans chaque puit.
12. Couvrir les barrettes avec le couvercle pour plaque et incuber 1 heure à 37°C dans une chambre humide.
13. Eliminer le contenu des puits et laver comme décrit, ci-dessus - étapes 8-9.

## **D. Incubation avec le Substrat-TMB**

14. Distribuer 100µl de Substrat-TMB dans chaque puits, couvrir les barrettes avec le couvercle pour plaque et incuber à la température de la pièce, pendant **15 minutes**.
15. Arrêter la réaction en ajoutant 100µl de Solution d'Arrêt (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1M), dans chaque puit.

## E. Calcul des résultats

16. Déterminer l'absorbance à 450/620nm et enregistrer les résultats. La lecture doit être faite dans les 30 minutes qui suit l'arrêt de la réaction chromogène.

**Note:** éliminer toutes les bulles d'air avant de procéder à la lecture. Le dessous de la plaque d'ELISA doit être soigneusement essuyé.

---

## Test de validation

Les critères suivants doivent être respectés pour valider la série. Au cas où ces critères ne seraient pas satisfaits, le test sera considéré comme non valable et devra être répété.

1.  $D.O_{P100} / P10 > 3,8$
  2.  $D.O_{P50} / P10 > 2,3$
  3. Contrôle Négatif devra être  $< 10 \text{ BU/ml}$
  4. Contrôle Positif devra être  $> 30 \text{ BU/ml}$
- 

## Calcul des résultats du test

### Méthode manuelle, en utilisant un papier millimétré:


1. Marquer les valeurs de l'absorbance (D.O.) des 3 calibrateurs (P10, P50, P100) sur l'axe des Y (des ordonnées), face aux concentrations (BU/ml) sur l'axe des X (des abscisses).
2. Tracer la ligne la plus adaptée aux points marqués (qui passe au plus près de ceux-ci).
3. En utilisant la courbe standard, interpoler la valeur de la concentration d'un échantillon testé (en BU/ml), à partir de chaque absorbance mesurée (voir exemple1).

### Exemple 1: Interpolation des résultats

Sur l'axe des ordonnées, lire la valeur de l'absorbance de l'échantillon et tracer une ligne horizontale jusqu'à la courbe

A partir de l'intersection, tracer une ligne verticale vers l'axe des abscisses et lire la concentration en BU/ml de l'échantillon.





## Interprétation des résultats

IgA BU/ml	Résultat	Interprétation diagnostique
< 10 BU/ml	<b>Négatif</b> Pas d'anticorps IgA détectables	<b>Pas d'indication d'une infection à <i>C.pneumoniae</i></b>
10 BU /ml	<b>Positif</b> Il y a un niveau significatif d'anticorps IgA	<b>Indication d'une infection à <i>C.pneumoniae</i>, en cours ou chronic<sup>1</sup>.</b>

BU: Unité arbitraire

- <sup>1</sup> Pour différencier une infection en cours d'une infection chronique, il est conseillé de suivre les recommandations des études.

## Corrélation entre résultats SeroCP™ Quanti en BU /ml et SeroFIA™ en dilution point final (EPT)

Les coffrets semi-quantitatifs SeroCP™ Quant IgA ont été calibrés par comparaison au système MIF (SeroFIA™ IgA Savyon Diagnostic Ltd., Israël)  
La corrélation est présentée dans le tableau n°1.

Tableau n°1:

SeroCP™ IgA Quant BU / ml	SeroFIA™ IgA Titre en dilution point final EPT
< 10	Négatif
10-35	32
36-65	64
66-110	128
> 110	256

**Note:** Il n'existe pas de standardisation des différents résultats obtenus avec le système MIF. Chaque test donne des EPT différents.

## Caractéristiques des performances

### Comparaison de SeroCP™ Quant IgA avec "SeroCP™ IgA

Le SeroCP™ Quant IgA a été évalué par rapport au SeroCP™IgA.  
(Savyon Diagnostics Ltd., Israel, REF: 193-01).

L'étude a utilisé 230 échantillons de sérums issus de personnes présentant des symptômes et de 58 personnes bien portantes.

La sensibilité et la spécificité ont été calculées:

**Sensibilité: 218/230 = 94.8%.**

**Spécificité: 54/58 = 93.1%**

## Réaction croisée Cross Reaction

Des patients hospitalisés, infectés par *C.trachomatis*, *CMV* et *EBV* et diagnostiqués par des trousse commerciales (sérodiagnostic), ont été également testés avec la trousse SeroCP™ Quant. Aucune réaction croisée significative n'a été détectée .

---

## Limites du test Test Limitations

1. Un seul test sérologique ne doit pas suffire pour un diagnostic final. Toutes les données cliniques et du laboratoire doivent être prises en compte.
  2. Des échantillons obtenus trop tôt lors d'une infection primaire peuvent ne pas contenir d'anticorps détectable. Si une infection à Chlamydiae est suspectée, un second échantillon doit être prélevé 2 à 4 semaines plus tard et être testé en parallèle avec le premier échantillon.
  3. Substances interférentes: L'utilisation de sérum lipémique, trouble ou contaminé est déconseillée. La présence de particules ou de précipité dans le sérum peut causer des résultats erronés ; ces sérums doivent être clarifiés par centrifugation ou filtrés avant d'être utilisé pour le dosage.
-

## Bibliography

1. Kuo, C.C., Jackson L.A. and Grayston, J.T. (1995). *Chlamydia pneumoniae* (TWAR) Clin Microbiol REV; 8:451-461.
2. Saikku, P., Leinonen, M., Tenkanen, L., Linnanmaki, E., Ekman, M.R., Manninen, V., Manttari, M., Frick, M.H. and Huttunen, J.K. (1992). Chronic *Chlamydia pneumoniae* infection as a risk factor for coronary heart disease in the Helsinki heart study. Ann. Intern. Med. 116: 273-278.
3. Puolakkainen, M., Saikku, P., Leinonen, M., Nurminen, M., Vaananen, P. and Makela, P.H. (1984). *Chlamydia pnemonitis* and its serodiagnosis in infants. J. Infect. Dis. 149: 598-604.
4. Campbell, L.A. (1993). PCR detection of *Chlamydia pneumoniae* In Diagnostic Molecular Microbiology: Principles and Applications (Persing, D.H., Smith, T.F., Tenover, F.C. and White, T.J., Eds). ASM Press. pp. 247-252.
5. Henry-Suchet, J., Askienazy-Elbhar, M., Thibon, M., Revol, C. and Akue, B.A. (1994). Post-therapeutic evolution of serum *chlamydia* antibody titers in women with acute salpingitis and tubal infertility. Fertility and Sterility. 62: No. 3.
6. Saikku, P., Matila, K., Nieminen, M.S., Huttunen, J.K., Leinon, M., Eckman, M.R., Makela, P.H. and Valtonen, V. (1988). Serological Evidence of an Association of a Novel *Chlamydia* TWAR with Chronic Coronary Heart Disease and Acute Myocardial Infarction. Lancet. 2: 983-986.
7. Grayston, J.T., Cambell, L.A., Mordhorst, C.H., Saikku, P., Thom, D. and Wang, S.P. (1989). A New Respiratory Pathogen: *Chlamydia pneumoniae* Strain TWAR. J. Inf. Dis. 161: 618-625.
8. Saikku, P., Leinonen, M., Tenkanen, L., Linnanmaki, E., Ekman, M.R., Mannin, V., Manttari, M., Frick, M.H. and Huttunen, J.K. (1992). Chronic *Chlamydia pneumoniae* Infections as a Risk Factor for Coronary Heart Disease in the Helsinki Heart Study. Ann. of Int. Med. 116: 273-278.

M293-O1F 06-07/21

M293-O1F



**SAVYON DIAGNOSTICS Ltd.**  
3 Habosem St. Ashdod 7761003, Israel  
Tel: 972.8.8562920 Fax: 972.8.8523176



**Obelis s.a.** (European Authorized Representative)  
Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium  
Tel.: +32.2.732.59.54 Fax.: +32.2.732.60.0  
e-mail: [mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)